

전투 상황 지혈 실습 모형



전투 상황 지혈 실습 모형은 원격으로 작동하는 실제 크기의 시뮬레이터로 법집행관 및 구급대원을 위한 부상 현장에서 전투 상황 의료 실습을 위해 고안되었습니다. 매우 사실적이며 모든 움직임이 가능하기 때문에 실제 사격, 재난 및 테러 사고와 관련된 외상의 신속한 평가 및 치료의 실습에 이상적입니다. **1021644**



전신 마네킹

- 해부학적으로 정교하고 부드러운 재질로 만들어진 인체 조직
- 내구성 강한 방수 재질
- 원격 작동으로 대량 출혈 상황 연출
- 총상, 좌상, 압제 손상을 비롯한 복합 부상



신속한 상태 확인

- 기도 및 호흡
- 입과 코
- 출혈
- 맥박

기도 처치

- 구강인두 및 비강인두 기도
- 니들 감압 (쇄골 선 중간 / 겨드랑이 선 중간)
- 흉부 처치



지혈

- 흉부의 개방형 총상
- 교차형 및 표준형 압박대 감기
- 상처 덮기