

**1020592 | P100**

[3bscientific.com](http://3bscientific.com)

Trainer für Wundversorgung und Verbandstechniken

## Einleitung


Sie haben einen Trainer für Wundversorgung und Verbandstechniken erworben, mit dem sich die fachgerechte Wundversorgung und Verbandstechniken demonstrieren und üben lassen. Der Trainer verfügt über 13 Wundstellen, die entsprechend besprochen und versorgt werden können. Hierbei können Standards (z.B. Hygiene) im Rahmen eines fachgerechten Wundmanagements in der Pflegeausbildung und im klinischen Alltag trainiert und somit verbessert werden.

## Lieferumfang

Torso mit 13 Wundstellen  
Transporttasche

## Funktionen

Der Trainer für Wundversorgung und Verbandstechniken bildet folgende chirurgischen Eingriffe und körperlichen Verletzungen ab:



Die dargestellten Wunden und Drainagesysteme können fachgerecht beurteilt und entsprechend versorgt werden. Die Wundversorgung kann mit handelsüblichen Mitteln durchgeführt und somit realitätsnah trainiert werden. Aufgrund der flexiblen Struktur des verwendeten Materials, lässt sich das Anbringen und Tauschen von Pflasterverbänden unter realistischen Bedingungen trainieren.

## Reinigung und Pflege

Die Oberflächen des Simulators können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Eventuelle Rückstände der Pflasterverbände können mit einem üblichen Pflasterentferner entfernt werden. Bitte darauf achten, dass der Trainer vor dem Verstauen vollständig trocken ist.

## Technische Daten

Abmessungen:  
Simulator (HxBxT): 23 x 46 x 77 cm  
Gewicht: Ca. 4,3 kg  
Betriebsbedingungen:  
Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C  
Lagertemperatur: -20°C bis +40°C



**3B Scientific**

A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH • Customer Service Medical  
Rudorffweg 8 • 21031 Hamburg • Germany  
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100  
3bscientific.com • info@3bscientific.com

© Copyright 2016 for instruction manual and design of  
product: 3B Scientific GmbH, Germany